

APARAT

Čitač mikrotitarskih pločica

PROIZVOĐAČ I MODEL

Tecan, Švicarska



METODA

Uzorci smješteni u mikrotitarskoj pločici stavljaju se u čitač i očitava se apsorbancija pri željenoj valnoj duljini

NAMJENA

Za mjerenje optičke gustoće uzoraka smještenih u mikrotitarskoj pločici s 96 jažica

TEHNIČKE ZNAČAJKE

100-120 i 220-240 V, dimenzije: 25.5cm (W)×34.0cm(D)×14.5cm(H), težina 6kg, komora prihvaća pločice s 96 jažica, vrijeme mjerenja: 6 sec, raspon valnih duljina:340-750nm

VRSTE UZORAKA

tekući uzorci do 250 μ L