


APARAT

UV lampa

PROIZVOĐAČ I MODEL

Uvitec, Velika Britanija, LF-206.LS



METODA

Kratka valna duljina (254nm) se koristi za fluorescentne tehnike, fluorokemiju, mineralogiju, fotopolimerizaciju, studije mutacije, toksikologiju. Duga valna duljina (365nm) -TLC ploče, fluorokemija, ispitivanje hrane, kontrola kvalitete, titracija, analiza pesticida, mineralogija.

NAMJENA

Koristi se za vizualizaciju bioloških uzoraka i tankoslojne kromatografije

TEHNIČKE ZNAČAJKE

valne duljine 254nm i 365 nm. Snaga 12 W.

VRSTE UZORAKA

kruti uzorci