

APARAT

Laboratorijska vodena kupelja

PROIZVOĐAČ I MODEL

INKOLAB, Hrvatska, VK2EN



METODA

Vodena kupelj se koristi u laboratoriju kako bi se temperatura uzoraka održavala konstantnom.

NAMJENA

Služi za inkubiranje uzoraka pri različitim temperaturama

TEHNIČKE ZNAČAJKE

AC adapter 230, dimenzije: 240mm×530mm×395mm, broj grijača 1, četverožilna temperaturna Pt100/Pt1000 "JUMO" sonda klase A, točnosti 0,1°C, mikroprocesorski regulator temperature "JUMO" Timer funkcija sa zvučnim alarmom po isteku vremena, radna temperatura do 100°C

VRSTE UZORAKA

tekući uzorci