

LEICA DM 1000 LED

Kratki opis metode

Uzorak se pripremi za mikroskopiranje i stavlja ispod okulara, nakon toga se odabire odgovarajući objektiv i vrši podešavanje do odgovarajuće oštine. Na mikroskop je spojena i digitalna foto kamera sa kojom je moguće slikati uzorak i sliku spremiti na računalo.

Namjena

Mikroskopiranje i fotografiranje raznih uzoraka

Tehničke značajke

Povećanje:

Okular: x10

Objektivi: x4, x10, x20, x40, x100

Slikanje:

Digitalna kamera PIXELINK PL – E422CU

Tip i priprava uzorka

Uzorci od raznih materijala

Stupanj iskorištenja

Po potrebi

Slika

