



## **UREĐAJ**

Elektronski mikroskop

## **PROIZVOĐAČ I MODEL**

Olympus CX21FSI-3

## **METODA**

Potrebno je pripremiti uzorak za proučavanje prema odgovarajućem protokolu. Pronalazi se oštra slika uzorka odabirom odgovarajućeg objektiva i pomicanjem velikog i malog vijka te se bilježe rezultati proučavanja uzorka.

## **NAMJENA**

Proučavanje uzoraka hrane.

## **TEHNIČKE ZNAČAJKE**

Optičko povećanje od 40 do 400 puta.

## **VRSTE UZORAKA**

Tekući i kruti uzorci, otopine uzoraka.