



UREĐAJ

Vaga

PROIZVOĐAČ I MODEL

YMC CHYO JK 180

METODA

Prije vaganja, vagu je potrebno staviti u ravnotežu (to se radi pritiskom na određenu tipku). Nakon toga se predmet stavlja na sredinu vage, pričekava se da se brojevi na zaslonu stabiliziraju i očita se odvaga.

NAMJENA

Služi za mjerenje mase uzoraka.

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Za mase od 0,1 mg do 180 g.

VRSTE UZORAKA

Anorganski/organski; prirodni/sintetski; najčešće u krutom stanju.