



APARAT
Sušionik

PROIZVOĐAČ I MODEL
Instrumentaria ST 01/02

SUŠIONIČ

Kratki opis metode

Predmet se stavlja u sušionik koji je već zagrijan na određenu temperaturu te se suši određeno vrijeme do postizanja konstantne mase.

Short description of the method

Sample is placed in the oven already heated to specified temperature, and dried for a specified amount of time till the weight becomes constant.

Namjena

Upotrebljava se za sušenje raznih vrsta uzoraka.

Purpose

It is used for drying of different types of samples.

Tehničke značajke

Uobičajena temperatura 105 °C (raspon 50-200 °C)

Technical characteristics

Usual temperature 105 °C (range 50-200 °C)

Tip i priprava uzorka

Kruti i tekući uzorci; laboratorijsko posuđe

Sample type and preparation

Solid and liquid samples; laboratory equipment