



**APARAT:**

Densimat

**PROIZVOĐAČ I MODEL:**

bioMerieux, kataloški broj 99 234

**Kratki opis metode:**

Mjerenje gustoće bakterijske suspenzije izvodi se u ampulama sa destiliranom vodom, fiziološkom otopinom ili u tekućim medijima uključenim u različite stripove.

**Namjena:**

Namijenjen je mjerenju gustoće bakterijske suspenzije u ampulama tekućeg medija

**Tehničke značajke:**

Napon: 7,5 VDC, Snaga: 0,15 A, automatsko uključenje po ulaganju ampule u optički blok

**Tip i priprava uzorka:**

Bakterijske suspenzije