



UREĐAJ

Laboratorijska stolna centrifuga bez hlađenja, s priborom

PROIZVOĐAČ I MODEL
HETTICH, ROTOFIX 32A

METODA

Odvajanje sastojaka do maksimalne brzine okretaja 6000 o/min.

NAMJENA

Odvajanje tvari, odnosno mješavina tvari najveće gustoće od 1,2 kgdm⁻³.

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Mikroprocesorski upravljana centrifuga maksimalne brzine okretaja 6 000 o/min., motor bez četkica, mogućnost korištenja svih vrsta rotora uključujući i cytorotor, mogućnost korištenja epruveta od 1,5 do 100 mL.

VRSTE UZORAKA

Tekući uzorci.