

SUSTAV ZA MIKROFILTRACIJU ROCKER 300-LF30

KRATKI OPIS METODE

Metoda se temelji na tekućeg uzorka kroz odabrani filter papir pri sniženom tlaku.

NAMJENA

Vakuuum i mikrofiltracija filtracija tekućih uzoraka.

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Sustav se sastoji od 3 djela: vakuum pumpe, seta za filtraciju i silikonske cijevi.

- Max. protok: 20 L/min
- Max. vakuum 680 mmHg
- Kapacitet: lijevak 300 mL, posuda 1200 mL
- Promjer filtera: 47 mm/ 50 mm
- Efektivna površina filtracije: 12,5 cm²
- promjer cijevi 8 mm

PROIZVOĐAČ

Rocker Scientific Co. Ltd, New Taipei City, Tajvan

TIP I PRIPREMA UZORAKA

Tekući uzorci, bez prethodne pripreme.

STUPANJ ISKORIŠTENJA

10 sati tjedno

